




AGASA

ISO 9001
ISO 14001


BUREAU VERITAS
Certification




Ayuda a restablecer la psicomotricidad, fortalecer y tonificar la musculatura del hombro, brazos y manos favorece el estiramiento del brazo, la movilidad y flexibilidad de las articulaciones de hombros, muñecas y codos, recomendable su uso en enfermedades degenerativas, para evitar la pérdida de psicomotricidad y movilidad, También se puede usar para rehabilitación postoperatorio, postraumáticos, o simplemente para mantenerse en forma.



Área de seguridad



 + 12 años



Descripción Técnica

Para evitar roturas por vandalismo, se sobredimensionan los grosores de los distintos componentes del equipo.

Estructura madera de pino Flandes de 90 x 90 mm con tratamiento de autoclave, más lasures para exterior, empuñadura fabricada en PVC, rueda de giro montada en rodamientos blindados con grasa de por vida (sin mantenimiento) para alargar la vida del conjunto. Texto con instrucciones de uso, grabado bajo relieve en HPL (no se borra). Área de seguridad 1000 mm alrededor del perímetro del artículo.

Dimensiones

