




Ayuda a restablecer la psicomotricidad, el estiramiento de brazos y columna, a mejorar, fortalecer la musculatura pectoral, hombros, abdominal (al levantar las piernas) mejorando la flexibilidad general de las articulaciones de hombros, muñecas y codos, recomendable su uso en enfermedades degenerativas, para evitar la pérdida de psicomotricidad y movilidad, también se puede usar para rehabilitación post-operatorio, post-traumáticos o simplemente para mantenerse en forma.

Este elemento cumple dos funciones con codos pegados a cintura giro de muñecas, con brazo estirado giro de hombros.

Aconsejable para su uso la recomendación de fisioterapeuta.




Área de seguridad

3030 mm
 2640 mm

 + 12 años

 Kg 35



Descripción Técnica

Para evitar roturas por vandalismo, se sobredimensionan los grosores de los distintos componentes de los elementos de rehabilitación

Estructura en tubo redondo de 50 x 2mm.

Elementos de ejercicios montados sobre tablero de HPL.

Texto con instrucciones de uso, grabado bajo relieve en HPL (no se borra)

Dimensiones

